

## Tracoe Sprechventile – REF 650-T

### Tracoe Phon Assist I – Sprechventil mit zwei stufenlos verstellbaren Seitenöffnungen

#### Produktbeschreibung

Die Sprache ist unser wichtigstes Kommunikationsmittel. Der Verlust der Stimme nach einer Tracheotomie beeinträchtigt daher das Leben eines Patienten erheblich. Das Tracoe Phon Assist I Sprechventil verfügt über einen stufenlos einstellbaren Atemwegswiderstand und bietet therapeutische Möglichkeiten, z. B. zur Entwöhnung von der Beatmung, zur Stimulation des Oropharyngealbereichs und zur Stimmerzeugung.



Allgemeine Informationen	
Produktlinie	Sprechventile
Gesetzlicher Hersteller	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm
Herkunftsland	Deutschland
Handhabung	
Haltbarkeitsdauer	5 Jahre ab Produktionsdatum
Maximale Nutzungsdauer	6 Monate

Verpackung	
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht	6 g
Abmessungen (B x H x L)	144 x 40 x 80 mm
Material Außenverpackung:	Pappkarton
Material Sterilverpackung:	Sterilbeutel mit medizinischem Papier und transparenter, heißsiegelbarer PET/PP-Folie

Abmessungen	
Höhe	38 mm
Durchmesser (Distal/ Konnektor patientenseitig)	26 mm / 15 mm

**Atos**

Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB  
Hyllie Boulevard 17  
215 32 Malmö  
Schweden  
www.atosmedical.com

Materialspezifikationen	
Material Lappen	Silikon
Material Gehäuse	Polypropylen
Biokompatibilität	EN ISO 10993-1



Lagerung	

Zertifizierung	
Produktklassifizierung lt. MDR	Ia
CE-Kennzeichnung	
GMDN	36071
Qualitätssystem zertifiziert nach	EN ISO 13485
FDA-Zulassung	Zulassungsnummer K043160 / D020866